

RD642

MAVIG

Dental- schürze

für Aufnahmen
am sitzenden
oder liegenden
Patienten

- **Bleigleichwert**
Pb 0,50 mm
- **Innenmaterial**
Bleigummi-Mehrschicht
- **Außenmaterial**
ComforTex® HPMF
- **Größen**
Kinder (K), Erwachsene (E)



RD642ECC* Strahlenschutz-Dentalschürze für Erwachsene
RD642KCC* Strahlenschutz-Dentalschürze für Kinder

Frontmaße: Länge 90,0 cm, Breite 60,0 cm
Frontmaße: Länge 70,0 cm, Breite 45,0 cm

CE

Made in Germany

MAVIG Strahlenschutz-Dentalschürze

Flexibilität und Tragekomfort zeichnen die MAVIG Patienten-Schutzschürze RD642 aus, die bei Zahnaufnahmen in sitzender oder liegender Position Verwendung findet.

Hochwertige Klettverschlüsse ermöglichen passgenaues, sicheres und schnelles Anlegen.

Der sitzende oder liegende Patient ist körper-frontseitig großflächig gegen die Strahlung abgeschirmt.

Innenmaterial: Bleigummi-Mehrschichtmaterial mit Pb 0,50 mm

Mit unserem naturkautschuk-basierten Bleigummi-Mehrschichtmaterial ohne künstliche Weichmacher führen wir - durch unsere exzellente Gewichtsverteilung sowie erstklassigen Strahlenschutz - schon seit vielen Jahren den Markt der Röntgenschutz-Hersteller an.

Außenmaterial: ComforTex® HPMF

Unser ComforTex® HPMF, ein Medical Fabrics der High Performance Klasse gemäß DIN EN 13795, bietet einen weitaus größeren Schutz des Strahlenschutz-Innenmaterials als jemals zuvor.

MAVIG GmbH

Strahlenschutz und
medizinische Trägersysteme

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Postfach 82 03 62
81803 München
Deutschland

Telefon: +49 (0) 89 420 96 - 0
Fax: +49 (0) 89 420 96 - 200
e-Mail: info@mavig.com

*CC - Farbcode: 1 = Curacao, 2 = Orchidee, 3 = Regatta, 4 = Indian Summer, 5 = Limette, 6 = Teddy Design, 7 = Ocean, 8 = Lagoon

www.mavig.com