



RP668

MAVIG



Artikel-Nr.: **RP668SCC*** Strahlenschutz-Mantel für Kinder (SMALL)
RP668MCC* Strahlenschutz-Mantel für Kinder (MEDIUM)
RP668LCC* Strahlenschutz-Mantel für Kinder (LARGE)

Made in Germany



RP668 – Strahlenschutz-Mantel für Kinder

Mit diesem Modell haben Sie den praktikablen Rundumschutz für Ihre kleinen Patienten gewählt. Der Schnitt verbindet idealen Strahlenschutz mit variabler Passform, hohem Tragekomfort und ist einfach an- und abzulegen.

Der Kindermantel RP668 kann rasch und sicher mittels vorne angebrachten Klettverschlüssen variabel anpassen. Kinder-Röntgenschutz wird von MAVIG generell mit dem innovativen Novalite-Strahlenschutzmaterial gefertigt, um das bestmögliche Gewichtsverhältnis zu erzielen und so den Kindern lediglich die nötigste körperliche Belastung zuzumuten.

- **Schutzmaterial** NovaLite-Strahlenschutzmaterial
- **Bleigleichwert** Frontschutz Pb 0,50 mm / Rückenteil Pb 0,25 mm
- **Außenhülle /Farbe** ComforTex® HPMF, lieferbar in CC*
- **Größe**

SMALL	Länge: 60 cm, Hüftumfang: 68 - 75 cm für Kinder im Alter von etwa 3 - 5 Jahren
MEDIUM	Länge: 80 cm, Hüftumfang: 76 - 83 cm für Kinder im Alter von etwa 6 - 8 Jahren
LARGE	Länge: 84 cm, Hüftumfang: 84 - 95 cm für Kinder im Alter von etwa 9 - 12 Jahren

MAVIG GmbH
Strahlenschutz und
medizintechnische Trägersysteme

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

PO Box 82 03 62
81803 München
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200
e-Mail info@mavig.com

(*CC - ColourCode: 1 = Curacao, 2 = Orchidee, 3 = Regatta, 4 = Indian Summer, 5 = Limette, 6 = Teddy, 7 = Ocean, 8 = Lagoon)