



Baureihe: WD204

Mobile Strahlenschutz-Wand mit Pb 0,50 mm oder Pb 2,00 mm
Schutz Bleiglas-Fenster: Pb 2,00 mm

Made in EU

WD204 – Mobile Strahlenschutz-Wand

Das Arbeiten in strahlenexponierten Umgebungen erfordert einen angemessenen Schutz. Dafür vereint die mobile Schutzwand WD204 Ober- und Unterkörperschutz in einem Produkt.

Die modulare, mobile Schutzwand WD204, erhältlich in verschiedenen Breiten, besteht aus einem Oberteil mit transparentem Bleiglas und einem unteren Schutzteil. MAVIG bietet die mobile Schutzwand WD204 mit einem Bleigleichwert von Pb 0,50 mm oder Pb 2,00 mm an.

- **MAVIG Bleiglas mit exzellenter Lichtdurchlässigkeit**
- **Leichtbauweise Aluminium-Konstruktion**
- **Bleigleichwerte Wand** Pb 0,50 mm oder Pb 2,00 mm (andere Pb-Werte auf Anfrage)
- **Bleigleichwert Fenster** Pb 2,00 mm
- **Gesamtbreiten** 700 bis 1600 mm (in 100 mm Schritten)
- **Gesamthöhe** 1950 mm
- **Maße Bleiglas-Fenster**
 - B x H: 360 x 460 mm
(bei einer Breite der Schutzwand von 700 bis 800 mm)
 - B x H: 460 x 460 mm
(bei einer Breite der Schutzwand von 900 bis 1100 mm)
 - B x H: 560 x 460 mm
(bei einer Breite der Schutzwand von 1600 mm)

MAVIG GmbH
Strahlenschutz und
medizintechnische Trägersysteme

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Postfach 82 03 62
81803 München
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200
e-Mail info@mavig.com