

DE

WD504

MAVIG

Baureihe: **WD504**Mobile Strahlenschutz-Wand mit Pb 0,50 mm oder Pb 2,00 mm  
Schutz Bleiglas-Fenster: Pb 2,00 mm

Made in EU

## WD504 – Mobile Strahlenschutz-Wand

Das Arbeiten in strahlenexponierten Umgebungen erfordert einen angemessenen Schutz. Dafür vereint die mobile Schutzwand WD504 Ober- und Unterkörperschutz in einem Produkt.

Die WD504, erhältlich in verschiedenen Breiten, mit der großflächigen Bleiglas-Scheibe ermöglicht ein Maximum an Schutz bei einer freien Sicht für das Personal. Angepasst auf Ihre Bedürfnisse bietet MAVIG die mobile Schutzwand WD504 in zwei unterschiedlichen Bleigleichwerten an.

- **Bleiglas mit exzellenter Lichtdurchlässigkeit**
- **Leichtbauweise Aluminium-Konstruktion**
- **Bleigleichwerte** Pb 0,50 mm oder Pb 2,00 mm (andere Pb-Werte auf Anfrage)
- **Bleigleichwert Fenster** Pb 2,00 mm
- **Gesamtbreite** 724 bis 1624 mm (in 100 mm Schritten)
- **Gesamthöhe** 1950 mm
- **Maße Bleiglas-Scheibe** Breiten: 580 bis 1480 mm (in 100 mm Schritten, abhängig von der Gesamtbreite der Schutzwand)  
Höhe: 785 mm

**MAVIG GmbH**  
Strahlenschutz und  
medizintechnische Trägersysteme

Stahlgruberring 5  
81829 München  
Deutschland

Postfach 82 03 62  
81803 München  
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0  
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200  
e-Mail [info@mavig.com](mailto:info@mavig.com)