

GD60





Artikel-Code: GD60W

Monitorträger – Modell GD60

Nicht aus Zufall ist unser GD60 der beliebteste Monitorträger. Ausgelegt auf große Gewichte ist der GD60 die perfekte Lösung, wenn es um multiple Monitore oder große Bildschirme geht. Automatischer Gewichtsausgleich, Kollisionssicherheit und verminderte Reibungseffekte dank unserer patentierten kardanischen Aufhängung.

- verschiedene Modelle für Fixpunktmontage oder Deckenschienen
- geeignet für 1 - 8 Monitore
- kompatibel auch für große Bildschirme mit bis zu 60"/152 cm Diagonale
- Maximale Nutzlastzuladung bis 80,0 kg (176,3 lbs)
- kardanische Aufhängung für Sicherheit bei einer Kollision
- Integrierte Verkabelung: Alle Varianten werden im Standard mit 30 m Netz- und BNC-Kabel geliefert. Andere Verkabelung nur auf Anfrage.



MAVIG GmbH
Strahlenschutz
& Systemtechnik

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Postfach 82 03 62
81803 München
Deutschland

Telefon: +49 (0) 89 / 420 96 - 0
Fax: +49 (0) 89 / 420 96 - 200
e-Mail: info@mavig.com

www.mavig.com