


DE

# OT50001

# OT90001



**STEA-OT5** (Zubehör) Sterile Einwegabdeckung für die komplette Scheibe

Artikelnummern: **OT50001**  
**OT90001**  
**E-OT25B05**

Strahlenschutz-Scheibe mit Portegra2 Tragarm (Länge des Auslegerarms 75 cm)  
 Strahlenschutz-Scheibe mit Portegra2 Tragarm (Länge des Auslegerarms 95 cm)  
 Ersatzscheibe mit Verbindungselement

IEC 60601-1

Made in Germany




## OT50001/OT90001 – Strahlenschutz-Scheibe

MAVIG-Produkte bieten maximale Sicherheit und optimale Funktionalität. Die hohe Qualität der Strahlenschutz-Scheibe aus Bleiacryl ermöglicht eine optimale Transmission und dadurch eine bessere Durchsicht. Dank abgerundeter Ecken und Kanten und der hohen Bruchsicherheit minimiert sich die Verletzungsgefahr für Personal und Patienten.

Der von MAVIG patentierte Portegra2 Tragarm sorgt für branchenweit bekannte Sicherheitseigenschaften und Flexibilität. Die zentralgeführte Scheibe mit speziellem Patienten-Körperausschnitt kann so mühelos über diesem angebracht werden und ist im Notfall schnell entfernt.

- **Bleiacryl-Scheibe** BxH: 60 x 76 cm
- **Bleigleichwert** Pb 0,50 mm
- **OT50001** Ausleger- / Federarm  
Längen: 75 cm / 91 cm  
Farbe: RAL 9002
- **OT90001** Ausleger- / Federarm  
Längen: 95 cm / 91 cm  
Farbe: RAL 9002



**MAVIG GmbH**  
 Strahlenschutz und  
 medizintechnische Trägersysteme

Stahlgruberring 5  
 81829 München  
 Deutschland

Postfach 82 03 62  
 81803 München  
 Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0  
 Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200  
 e-Mail info@mavig.com