

Druckknopfverbindungzur sicheren Adaption an
MAVIG Röntgenschutzkleidung

Austauschbarer Klettverschluss



Hygienefutteral in der Farbe „Ocean“

Modelle:	RA614KL	Schilddrüsen-Sternumschutz mit Klettverschluss
	RA614AK	Schilddrüsen-Sternumschutz wie RA614KL mit austauschbarem Klettverschluss
	RA614MA	Schilddrüsen-Sternumschutz wie RA614KL mit magnetischem Verschluss

Made in Germany

**RA614 – Schilddrüsen-Sternumschutz**

Die Schilddrüse ist ein strahlenempfindliches und daher besonders schutzwürdiges Organ des menschlichen Körpers. Das Tragen eines entsprechenden Schutzes bei dosisintensiven Untersuchungen sollte somit immer eine Selbstverständlichkeit sein.

Unsere Variante des Schilddrüsen-Sternumschutzes zeichnet sich durch erstklassige Schnittführung und beste Passform aus, selbstverständlich unter Berücksichtigung aller Strahlenschutzaspekte.

Standardmäßig mit fest angenähertem Klettverschluss im Nacken ausgestattet, ist der Schilddrüsen-Sternumschutz optional auch mit austauschbarem Klettverschluss oder mit praktischem Magnetverschluss erhältlich.

- **Schutzmaterial** NovaLite Strahlenschutzmaterial
- **Bleigleichwert** Pb 0,50 mm
- **Außenhülle /Farbe** ComforTex® HPMF oder ComforTex® HPMF Hybrid, erhältlich in den Farben: Curacao, Limette, Orchidee, Ocean, Regatta, Lagoon, Indian Summer
- **Halsweiten** Einheitliche Größe passend für die meisten Halsweiten, RA614KL & RA614MA: 32 - 45 cm / RA614AK: 37 - 50 cm
- **Hygienefutteral** Waschbares Hygienefutteral aus dem speziellen ComforTex® MF Material in der Farbe „Ocean“ (Artikelcode: RA614HF)

MAVIG GmbH
Strahlenschutz und
medizintechnische Trägersysteme

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

PO Box 82 03 62
81803 München
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200
e-Mail info@mavig.com