

RA614

Schilddrüsen Sternumschutz

Mit unterschiedlichen Verschlüssen

Klettverschluss (RA614KL)

Einheitliche Größe,
passend für die Halsweiten von 32 - 45 cm.

Magnetverschluss (RA614MA)

Einheitliche Größe,
passend für die Halsweiten von 32 - 45 cm.

Austauschbarer Klettverschluss (RA614AK)

Einheitliche Größe,
passend für die Halsweiten von 37 - 50 cm.



Die Schilddrüse ist ein strahlenempfindliches und daher besonders schutzwürdiges Organ des menschlichen Körpers. Das Tragen eines entsprechenden Schutzes sollte somit eine Selbstverständlichkeit sein.

Unsere Variante des Schilddrüsen-Sternumschutzes zeichnet sich durch erstklassige Schnittführung und beste Passform aus, selbstverständlich unter Berücksichtigung aller Strahlenschutzaspekte.

Modellvarianten RA614

Der Schilddrüsen-Sternumschutz mit Druckknopfverbindung zu Weste/ Mantel/Schürze ist passend zu allen Modellreihen.

Standardmäßig wird er mit fest angenähtem Klettverschluss gefertigt. Die weiteren Verschlussarten Magnetverschluss und austauschbarer Klettverschluss sind optional erhältlich.

Alle Varianten sorgen für genügend Spielraum in der Anpassung.

RA614KL Schilddrüsen-Sternumschutz mit Klettverschluss

RA614AK Schilddrüsen-Sternumschutz wie RA614KL mit austauschbarem Klettverschluss

RA614MA Schilddrüsen-Sternumschutz wie RA614KL mit magnetischem Verschluss



Druckknopfverbindung

Diese ermöglicht eine sichere Adaption des Schilddrüsen-Sternumschutzes an die MAVIG Röntgenschutzkleidung.



Verschlussart - via Magnet

Der Schilddrüsen-Sternumschutz ist auch mit praktischem Magnetverschluss erhältlich (Variante RA614MA).



Zubehör: Hygienefutteral

Um den hygienischen Anforderungen im Alltag zu entsprechen, empfehlen wir unser waschbares Hygiene-Futteral in der Farbe Titan aus dem speziellen ComforTex® MF Material zu verwenden.



Verschlussart - austauschbar

Als dritte Alternative kann ein austauschbarer Verschluss gewählt werden (RA614AK). Bitte beachten Sie hier die abweichenden Halsweiten.

Schutz/Bleigleichwert

NovaLite Plus oder Leadfree 2.0



Serienmäßig:
0,50 mm Pb

Außenmaterial

Farben
(siehe Frontseite)



Wahlweise:
ComforTex® HPMF,
ComforTex® HPMF Hybrid

Größen/Halsweiten

einheitlich
modellabhängig



Optional



Auf Wunsch:
Stickerei
Maßanfertigung

Zubehör/Ersatz

Hygienefutteral
(RA614HF)



Ersatz-Klettverschluss:
(R614AKV,
Adaption via
Druckknöpfe)