



Sorgenfrei bewegen

Artikelnummer: **WD26105**  
**WD26105-S**  
STEA-WD261

Körpernahe, höhenverstellbare mobile Strahlenschutz-Kanzel inkl. 1 Box sterile Einwegabdeckungen  
Kurze Version der WD26105: Strahlenschutz-Kanzel inkl. 1 Box sterile Einwegabdeckungen  
Box mit 20 sterilen Einwegabdeckungen für WD26105 bzw. WD26105-S

Made in Germany



## WD261 – Mobile Strahlenschutz-Kanzel

**Mobiler Röntgenschutz – überall dort, wo nicht vorhandener oder unflexibler Strahlenschutz momentan Ihre Sicherheit gefährdet oder Ihre Arbeitsroutine stört**

Die kompakte, anatomisch angepasste Form der Baureihe WD261 erlaubt eine körpernahe Führung und somit uneingeschränkte Bewegungsfreiheit des Arztes. Durch die Federmechanik kann der Anwender die Höhe der Kanzel zu jedem Zeitpunkt, also auch während der Prozedur, an seine Körperhöhe und die jeweilige Situation anpassen.

Die Kanzel wurde dabei so ausgelegt, dass genügend Beinfreiheit gegeben ist und eine Stolpergefahr ausgeschlossen werden kann. Auch der Gebrauch des Bedienpedal der Röntgenanlage wird nicht behindert.

- **Höhenverstellbar für individuelle Bedürfnisse von 1060 bis 1360 mm** (kurze Version: 910 bis 1210 mm)
- **Bleigleichwert Pb 0,50 mm**
- **Leicht reinigbares Außenmaterial: MAVIG ComforTex® HMPF**
- **Weiterhin einfache und bequeme Bedienung des Fußschalters**
- **Qualitativ hochwertige, elektrisch-leitfähige Räder mit Bremsen**
- **Speziell entwickelte sterile Abdeckung STEA-WD261 für die strengen hygienischen Anforderungen in Krankenhäusern**

**MAVIG GmbH**  
Strahlenschutz und  
medizinische Trägersysteme

Stahlgruberring 5  
81829 München  
Deutschland

PO Box 82 03 62  
81803 München  
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0  
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200  
e-Mail info@mavig.com