



Dieser Artikel hat eine Nutzbreite 900 mm (der Kantenüberstand zusätzlich rechts und links, jeweils ca. 125 mm, sind nicht verwendbar).



Rollenware: Bleigummi Einschichtmaterial

Modell: AZ187-99 Bleigummi Einschichtmaterial mit unterschiedlichen Bleigleichwerten:
(Bsp.: AZ18705 für Bleigleichwert Pb 0,50 mm)
Lieferbar als Rollenware mit einer Nutzbreite von 900 mm, Kanten unbeschnitten

Made in Germany

AZ187-99 – Strahlenschutz „Bleigummi Einschichtmaterial“

Qualität	Bleigummi-Einschichtmaterial	
Verwendung in Endprodukt	z.B. Vertikallamellenstore Vorhanganlagen, Kassettenabdeckung	
Matrixmaterial	vulkanisierte, bleihaltige und schwefelvernetzte Gummiplatte, beidseitig mit einer weißen, bleifreien Gummifolie auf Basis von Naturkautschuk/Hypalon beschichtet	
	Mittige Gewebeeinlage (friktioniert)	
Sicherheitsrelevante Daten	Flammpunkt	> 250 C°
	Zündtemperatur	> 250 C°
	Dichte bei 23 C°	2,4 - 3,4 g/cm ³
	Löslichkeit	unlöslich in Wasser
	Schmelzpunkt/Schmelzbereich	n.a.
	Entzündlichkeit (fest)	nicht gegeben
	Explosionsgefahr	n.a.

Kennzeichnung/Gefahrenbezeichnung
Keine, das Produkt ist nach EG-Richtlinie/
Gef. Stoff.V nicht kennzeichnungspflichtig

Allgemeine Bemerkung

kein Gefahrgut im Sinne der
Gefahrstoffverordnung

Maßnahmen zur Brandbekämpfung, geeignete Löschmittel:

Trockenlöschmittel, Schaum oder trockenen Sand

Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:

im Brandfall kann Bleioxid, Bleisulfid, CO, CO₂, H₂S freigesetzt werden, eventuell geringe Mengen Chlorwasserstoff

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:

im Brandfall umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen

Persönliche Schutzausrüstung	Atemschutz	nicht notwendig
	Handschutz	nicht notwendig
	Augenschutz	nicht notwendig
	Körperschutz	nicht notwendig
Besondere Gefahrenhinweise	Für Mensch und Umwelt gelten keine besonderen Gefahrenhinweise	
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen	keine	
Umweltschutzmaßnahmen	nicht ins Abwasser oder Erdreich gelangen lassen	
Handhabung und Lagerung	kühl und trocken lagern, von offener Flamme und Zündquellen fernhalten. Von Nahrungsmitteln fernhalten.	
Erste Hilfe Maßnahmen	Nach Einatmen	keine
	Nach Hautkontakt	keine
	Nach Augenkontakt	keine
	Nach Verschlucken	Arzt aufsuchen
	Hinweis für den Arzt	bleihaltiges Material
Angaben zur Toxikologie	An der Haut	keine
Primäre Reizwirkung	Am Auge	keine
Sensibilisierung	An der Haut	keine
	Am Auge	keine
Krebserzeugende, erbgutverändernde, fortpflanzungsgefährdende Wirkungen	keine, bei bestimmungsgemäßem Umgang	
Hinweise zur Entsorgung	über thermische Aufbereitung, Rückgewinnung von PbO	

MAVIG GmbH
Strahlenschutz und
medizintechnische Trägersysteme

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Postfach 82 03 62
81803 München
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200
e-Mail info@mavig.com