



Dieser Artikel hat eine Nutzbreite 900 mm (der Kantenüberstand zusätzlich rechts und links, jeweils ca. 125 mm, sind nicht verwendbar).



Rollenware: Bleigummi Einschichtmaterial

Modell: AZ187 Bleigummi Einschichtmaterial mit unterschiedlichen Bleigleichwerten:
(Bsp.: AZ18705 für Bleigleichwert Pb 0,50 mm)
Lieferbar als Rollenware mit einer Nutzbreite von 900 mm, Kanten unbeschnitten

Made in Germany



AZ187 – Bleigummi Einschichtmaterial

In der Aufnahmetechnik wird Bleigummi Einschichtmaterial vorrangig z.B. als Kassettenabdeckung oder als Abdeckwinkel zum Ausblenden eines bestimmten Aufnahmefeldes eingesetzt.

Das hochwertige, robuste Material AZ187 hat eine beidseitige, leicht zu reinigende Beschichtung und eine innen liegende Gewebeeinlage.

- **Polymer** NR/BR/CSM
- **Härtegrad** min. 55 +/- 5 Shore A (DIN 53505)
- **Aufbau** Bleigummikern - mittige Gewebeeinlage - beidseitige Auflage (außen)
- **Materialeigenschaften** gute Ozonbeständigkeit
homogene Verteilung der strahlungsabsorbierenden Additive
Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +70°C
- **Außenhülle/Farbe** beidseitige helle Gummiauflage in „medico weiß“

Artikelnr.	Bleigleichwert	Dicke	Flächengewicht
AZ18705	Pb 0,50 mm	2,90 - 3,30 mm	7.500 g/cm ²
AZ18710	Pb 1,00 mm	4,56 - 5,16 mm	13.500 g/cm ²
AZ18715	Pb 1,50 mm	6,00 - 6,80 mm	19.500 g/cm ²
AZ18720	Pb 2,00 mm	7,90 - 8,90 mm	27.000 g/cm ²

MAVIG GmbH
Strahlenschutz und
medizinische Trägersysteme

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Postfach 82 03 62
81803 München
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200
e-Mail info@mavig.com