

DE

**BR119**Designs Silber  
Schwarz**MAVIG**

Silber



Schwarz



**Modell:** BR119      Brille mit Frontschutz von Pb 0,75 mm, Universelle Größe, Gewicht ca. 65 g

Made in Germany

**BR119 – Röntgenschutzbrille**

Röntgenschutzbrille BR119 mit gewölbten Frontschutzglas und einem Bleigleichwert von Pb 0,75 mm. Ein äußerst robustes Kunststoffmaterial ermöglicht die unkomplizierte Reinigung und bietet dabei zusätzlich einen sehr guten Widerstand gegenüber chemischen Einflüssen (Desinfektionsmittelbeständigkeit). Im Lieferumfang ist ein passendes Brillenetui und ein weiches Brillenband enthalten.

MAVIG verwendet ausschließlich Strahlenschutzgläser höchster Güte. Dies garantiert Ihnen beste Transmissionswerte und eine hohe Bruchsicherheit der Gläser. Die ideale Komposition chemischer Stoffe und ausgereifte Produktionsprozesse sorgen für maximale Strahlenabsorption bei einer absolut homogenen Verteilung der Additive.

**Besondere Qualitätsmerkmale optimieren den Einsatz im medizinischen Bereich:**

- Fassung aus hochwertigem Kunststoffmaterial mit großer Formbeständigkeit
- ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leichtigkeit und Festigkeit
- die verwendeten Werkstoffe sorgen für größtmögliche Allergiefreiheit
- Formgebung und Material unterstützen die Vermeidung von Verletzungsrisiken
- leichte Reinigung und sehr guter Widerstand gegenüber chemischen Einflüssen (Desinfektionsmittelbeständigkeit)
- Korrektioneinschliffe fertigen wir gerne für Sie an: Einstärken, Bifokal oder Gleitsicht
- Konformität: DIN EN 61331-1:2016 / DIN EN 61331-3:2016

**MAVIG GmbH**  
Strahlenschutz und  
medizinische Trägersysteme

Stahlgruberring 5  
81829 München  
Deutschland

Postfach 82 03 62  
81803 München  
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0  
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200  
e-Mail info@mavig.com