

# DE GD4210

MAVIG

## Gebogener Halter

für einen Monitor, mit Handgriff



GD4210 Rückansicht

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>GD4210</b>	Monitorhalterung für ein Display bis 19", mit VESA 75/100 Adapter
	<b>GD4210-L</b>	Monitorhalterung für ein Display bis 21/24", mit VESA 75/100 Adapter
	<b>GD4210-XL</b>	Monitorhalterung für ein Display bis 27", mit VESA 75/100 Adapter

Made in Germany




## GD4210 – Einzel-Monitorhalter\* für Portegra2 Systeme

Der GD4210 ist geeignet für einen Monitor bis zu 27" (modellabh.). Der große gebogene Handgriff schützt den Monitor und ist praktisch bei der schnellen und einfachen Positionierung. Kombiniert mit der Mobilität und Sicherheit des Portegra2 Tragarms bietet der GD4210 dem Anwender eine sorgenfreie und flexible Anwendung.

- **Anwendung** Monitorhalter mit Handgriff, VESA 75/100 Adapter für einen Flachbildschirm/Monitor, externe Verkabelung
- **Zuladung / Gewicht**

GD4210	max. 15,5 kg / 2,5 kg
GD4210-L	max. 15,4 kg / 2,6 kg
GD4210-XL	max. 15,2 kg / 2,8 kg
- **VESA Adapter** VESA 75/100 kompatibel
- **Farbgebung** RAL9002
- **Montage** für Portegra2 Systeme mit Fixpunktmontage / Deckenschiene
- **Systemreichweite** Auslegerarm 750 mm / 950 mm  
Federarm 910 mm



\* Monitorhalter ohne Ausleger- / Federarm, Verkabelung und Display(s).

\* (Abmessungen für L und XL Varianten)

**MAVIG GmbH**  
Strahlenschutz und  
medizinische Trägersysteme

Stahlgruberring 5  
81829 München  
Deutschland

Postfach 82 03 62  
81803 München  
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0  
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200  
e-Mail info@mavig.com