

DE GD4210

MAVIG



GD4210 Rückansicht

Artikel-Nr.:	GD4210	Monitorhalterung für ein Display bis 19", mit VESA 75/100 Adapter
	GD4210-L	Monitorhalterung für ein Display bis 21/24", mit VESA 75/100 Adapter
	GD4210-XL	Monitorhalterung für ein Display bis 27" (einige bis 31"), mit VESA 75/100 Adapter


Made in Germany

GD4210 – Einzel-Monitorhalter* für Portegra2 Systeme

Der GD4210 ist geeignet für einen Monitor bis zu 27" (einige bis 31"). Der große gebogene Handgriff schützt den Monitor und ist praktisch bei der schnellen und einfachen Positionierung. Kombiniert mit der Mobilität und Sicherheit des Portegra2 Tragarms bietet der GD4210 dem Anwender eine sorgenfreie und flexible Anwendung.

- **Anwendung** Monitorhalter mit Handgriff, VESA 75/100 Adapter für einen Flachbildschirm/Monitor, externe Verkabelung
- **Zuladung / Gewicht**

GD4210	max. 15,5 kg / 2,5 kg
GD4210-L	max. 15,4 kg / 2,6 kg
GD4210-XL	max. 15,2 kg / 2,8 kg
- **VESA Adapter** VESA 75/100 kompatibel
- **Farbgebung** RAL9002
- **Montage** für Portegra2 Systeme mit Fixpunktmontage / Deckenschiene
- **Systemreichweite** Auslegerarm 750 mm / 950 mm
Federarm 910 mm



* Monitorhalter ohne Ausleger- / Federarm, Verkabelung und Display(s).

* (Abmessungen für L und XL Varianten)

MAVIG GmbH
Strahlenschutz und
medizintechnische Trägersysteme

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Postfach 82 03 62
81803 München
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200
e-Mail info@mavig.com