


DE GD4220

MAVIG

Gebogener Halter

für zwei Monitore, mit Handgriff



GD4220 Rückansicht

Artikel-Nr.:	GD4220	Monitorhalterung für zwei Displays bis 19", mit VESA 100 Adapter
	GD4220-L	Monitorhalterung für zwei Displays bis 21/24", mit VESA 100 Adapter
	GD4220-XL	Monitorhalterung für zwei Displays bis 24/26", mit VESA 100 Adapter

Made in Germany




GD4220 – Doppel-Monitorhalter* für Portegra2 Systeme

Der GD4220 ist geeignet für zwei Monitore bis zu 26" (modellabh.). Der große gebogene Handgriff schützt den Monitor und ist praktisch bei der schnellen und einfachen Positionierung. Kombiniert mit der Mobilität und Sicherheit des Portegra2 Tragarms bietet der GD4220 dem Anwender eine sorgenfreie und flexible Anwendung.

- **Anwendung** Monitorhalter mit Handgriff, VESA 100 Adapter für zwei Flachbildschirme, externe Verkabelung
- **Zuladung / Gewicht**

GD4220	max. 15,0 kg / 3,0 kg
GD4220-L	max. 14,5 kg / 3,5 kg
GD4220-XL	max. 14,2 kg / 3,8 kg
- **VESA Adapter** VESA 100 kompatibel
- **Farbgebung** RAL9002
- **Montage** für Portegra2 Systeme mit Fixpunktmontage / Deckenschiene
- **Systemreichweite** Auslegerarm 750 mm / 950 mm
Federarm 910 mm



* Monitorhalter ohne Ausleger- / Federarm, Verkabelung und Display(s).

* (Abmessungen für L und XL Varianten)

MAVIG GmbH
Strahlenschutz und
medizinische Trägersysteme

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Postfach 82 03 62
81803 München
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200
e-Mail info@mavig.com