


# DE GD4220

MAVIG

## Gebogener Halter

für zwei Monitore, mit Handgriff



GD4220 Rückansicht

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>GD4220</b>	Monitorhalterung für zwei Displays bis 19", mit VESA 100 Adapter
	<b>GD4220-L</b>	Monitorhalterung für zwei Displays bis 21/24", mit VESA 100 Adapter
	<b>GD4220-XL</b>	Monitorhalterung für zwei Displays bis 24/26", mit VESA 100 Adapter


Made in Germany

## GD4220 – Doppel-Monitorhalter\* für Portegra2 Systeme

Der GD4220 ist geeignet für zwei Monitore bis zu 26" (modellabh.). Der große gebogene Handgriff schützt den Monitor und ist praktisch bei der schnellen und einfachen Positionierung. Kombiniert mit der Mobilität und Sicherheit des Portegra2 Tragarms bietet der GD4220 dem Anwender eine sorgenfreie und flexible Anwendung.

- **Anwendung** Monitorhalter mit Handgriff, VESA 100 Adapter für zwei Flachbildschirme, externe Verkabelung
- **Zuladung / Gewicht**

GD4220	max. 15,0 kg / 3,0 kg
GD4220-L	max. 14,5 kg / 3,5 kg
GD4220-XL	max. 14,2 kg / 3,8 kg
- **VESA Adapter** VESA 100 kompatibel
- **Farbgebung** RAL9002
- **Montage** für Portegra2 Systeme mit Fixpunktmontage / Deckenschiene Auslegerarm 750 mm / 950 mm Federarm 910 mm
- **Systemreichweite**



\* Monitorhalter ohne Ausleger- / Federarm, Verkabelung und Display(s).

\* (Abmessungen für L und XL Varianten)

**MAVIG GmbH**  
Strahlenschutz und  
medizinische Trägersysteme

Stahlgruberring 5  
81829 München  
Deutschland

Postfach 82 03 62  
81803 München  
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0  
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200  
e-Mail info@mavig.com