

# DE RD614

MAVIG



RD614K Kindergröße im Teddy Design



RD614 mit austauschbarem Klettverschluss



Austauschbarer Klettverschluss (Rückansicht)

<b>Modelle:</b>	<b>RD614E</b> <b>RD614K</b> <b>RD614EAK</b> <b>RD614KAK</b>	Patienten Schilddrüsen-Sternumschutz mit Klettverschluss für Erwachsene Patienten Schilddrüsen-Sternumschutz mit Klettverschluss für Kinder ähnlich RD614E mit austauschbarem Klettverschluss für Erwachsene ähnlich RD614K mit austauschbarem Klettverschluss für Kinder
-----------------	--	--

Made in Germany



## RD614 – Patienten Schilddrüsen-Sternumschutz

Die Schilddrüse ist ein strahlenempfindliches und daher besonders schutzwürdiges Organ des menschlichen Körpers.

Unser Schilddrüsen-Sternumschutz für Patienten zeichnet sich durch erstklassige Schnittführung und beste Passform aus, selbstverständlich unter Berücksichtigung aller Strahlenschutzaspekte.

Ein unkomplizierter Klettverschluss, der optional auch austauschbar ist, sorgt für genügend Spielraum in der Anpassung.

- **Schutzmaterial** Standard-Blei
- **Bleigleichwert** Pb 0,50 mm
- **Außenhülle /Farbe** ComforTex® HPMF, erhältlich in den Farben: Curacao, Limette, Orchidee, Ocean, Regatta, Lagoon, Indian Summer, Teddy Design
- **Halsweiten** Einheitliche Größe passend für die meisten Halsweiten, RD614E: 32 - 45 cm / RD614EAK: 37 - 50 cm / RD614K & RD614KAK: 28 - 36 cm
- **Hygienefutteral** Waschbares Hygienefutteral aus dem speziellen ComforTex® MF Material in der Farbe "Ocean" (Artikel Codes: RD614EF - Erwachsene, RD614KF - Kinder)



**MAVIG GmbH**  
Strahlenschutz und  
medizinische Trägersysteme

Stahlgruberring 5  
81829 München  
Deutschland

PO Box 82 03 62  
81803 München  
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0  
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200  
e-Mail info@mavig.com