



**Modelle:** **RD6355E** Erwachsenen Patienten-Röntgenschürze für Panorama-Aufnahmen im Stehen  
**RD6355K** Kinder Patienten-Röntgenschürze für Panorama-Aufnahmen im Stehen

Made in Germany

CE 0302

## RD635 – Patienten-Röntgenschürze für Panorama-Aufnahmen

Optimalen Strahlenschutz für Röntgenaufnahmen im Stehen am Panorama- oder Fernröntgengerät bietet die Patienten-Schutzschürze RD635.

Das Anlegen gestaltet sich besonders komfortabel, denn mit einem Handgriff kann die Schutzkleidung individuell auf den Körperumfang des jeweiligen Patienten angepasst werden. Durch das vorderseitig angebrachte Verschlusssystem wird vermieden, dass bei ungenauem Schließen Teile der Schutzkleidung in den bildrelevanten Bereich gelangen. Die Rückenpartie liegt glatt und plan am Körper auf.

- **Schutzmaterial** Standard-Blei, oder Leadfree
- **Bleigleichwert** 0,50 mm Pb (Front- und Rückseite)
- **Größe** Erwachsene Front: 80,0 x 60,0 cm (L x B)  
Kinder Front: 60,0 x 45,0 cm (L x B)
- **Außenhülle /Farbe** ComforTex® HPMF, ComforTex® HPMF Hybrid, lieferbar in den Farben:  
*Titan, Blue Admiral, Regatta, Curacao, Lagoon, Mandarin, Orchidee, Baccara, oder Design: Happy (nur ComforTex® HPMF)*

**MAVIG GmbH**  
Strahlenschutz und  
medizintechnische Trägersysteme

Stahlgruberring 5  
81829 München  
Deutschland

Postfach 82 03 62  
81803 München  
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0  
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200  
e-Mail info@mavig.com