

# RD635



## Dental- schürze

für Aufnahmen  
am stehenden  
Patienten

- **Bleigleichwert**  
Pb 0,50 mm
- **Innenmaterial**  
Bleigummi-Mehrschicht
- **Außenmaterial**  
ComforTex® HPMF
- **Größen**  
Kinder (K), Erwachsene (E)

**RD635ECC\*** Strahlenschutz-Dentalschürze für Erwachsene  
**RD635KCC\*** Strahlenschutz-Dentalschürze für Kinder

Frontmaße: Länge 90,0 cm, Breite 60,0 cm  
Frontmaße: Länge 70,0 cm, Breite 45,0 cm

# MAVIG



CE

Made in Germany

## MAVIG Strahlenschutz-Dentalschürze

Optimalen Strahlenschutz für Röntgenaufnahmen im Stehen am Panorama- oder Fernröntgengerät sowie bei digitalen Volumentomographien (DVT) bietet die Patienten-Schutzschürze RD635.

Das Anlegen gestaltet sich besonders komfortabel, mit einem Handgriff kann die Schutzkleidung individuell auf den Körperumfang des jeweiligen Patienten angepasst werden.

Ein besonderer Vorteil liegt im vorderseitig angeordneten Klett-Verschlussystem. Dadurch liegt die Rückenpartie glatt und plan am Körper auf.

### **Innenmaterial: Bleigummi-Mehrschichtmaterial mit Pb 0,50 mm**

Mit unserem naturkautschuk-basierten Bleigummi-Mehrschichtmaterial ohne künstliche Weichmacher führen wir - durch unsere exzellente Gewichtsverteilung sowie erstklassigen Strahlenschutz - schon seit vielen Jahren den Markt der Röntgenschutz-Hersteller an.

### **Außenmaterial: ComforTex® HPMF**

Unser ComforTex® HPMF, ein Medical Fabrics der High Performance Klasse gemäß DIN EN 13795, bietet einen weitaus größeren Schutz des Strahlenschutz-Innenmaterials als jemals zuvor.

### **MAVIG GmbH**

Strahlenschutz und  
medizinische Trägersysteme

Stahlgruberring 5  
81829 München  
Deutschland

Postfach 82 03 62  
81803 München  
Deutschland

Telefon: +49 (0) 89 420 96 - 0  
Fax: +49 (0) 89 420 96 - 200  
e-Mail: info@mavig.com

\*CC - Farbcode: 1 = Curacao, 2 = Orchidee, 3 = Regatta, 4 = Indian Summer, 5 = Limette, 6 = Teddy Design, 7 = Ocean, 8 = Lagoon

[www.mavig.com](http://www.mavig.com)