

DE
RD644

MAVIG



ZWEISEITIG VERWENDBAR

Das Modell RD644 ist als wendbare Röntgenschürze für Patienten konzipiert.



Modelle: RD6445E
RD6445K

Erwachsenen Patienten-Röntgenschürze mit Schilddrüsenchutz, für Aufnahmen im Sitzen
Kinder Patienten-Röntgenschürze mit Schilddrüsenchutz, für Aufnahmen im Sitzen

Made in Germany

CE 0302

RD644 – Patienten-Röntgenschürze mit Schilddrüsenchutz

Ebenso wie die klassische Dentalschürze (RD642) bietet dieses Modell hohe Flexibilität und Tragekomfort. Bei Röntgenaufnahmen am sitzenden Patienten wird zusätzlich zu dem großflächigen Schutz bis zu den Gonaden auch die Schilddrüse mit abgedeckt.

Der praktische Klettverschluss im Nackenbereich am Schilddrüsen-Schutzkragen gewährleistet ein passgenaues, sicheres und schnelles Anlegen. Schlaufen auf der Rückseite ermöglichen eine einfache Befestigung am Zahnarztstuhl.

- **Schutzmaterial** Standard-Blei, oder Leadfree
- **Bleigleichwert** 0,50 mm Pb (Frontseite)
- **Größe** Erwachsene Front: 80,0 x 60,0 cm (L x B)
Kinder Front: 60,0 x 45,0 cm (L x B)
- **Außenhülle /Farbe** ComforTex® HPMF, ComforTex® HPMF Hybrid,
lieferbar in den Farben: und Zweifarbig:
*Titan, Blue Admiral, Regatta, Curacao, Curacao mit Orchidee oder
Lagoon, Mandarin, Orchidee, Baccara, Blue Admiral mit Baccara
oder Design: Happy (nur ComforTex® HPMF)*

MAVIG GmbH
Strahlenschutz und
medizinische Trägersysteme

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Postfach 82 03 62
81803 München
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200
e-Mail info@mavig.com