


DE

# RD644

Für Aufnahmen im Sitzen

MAVIG



Wendbare Dentalschürze  
erhältlich als einfarbiges

oder zweifarbiges Design



Rückseitige Schlaufen zur Befestigung am Zahnarztstuhl

Artikel-Codes: RD644E  
RD644K

Strahlenschutz-Dentalschürze mit Kragen (Schilddrüsenschutz) für Erwachsene  
Strahlenschutz-Dentalschürze mit Kragen (Schilddrüsenschutz) für Kinder

Made in Germany



## RD644 – Strahlenschutz-Dentalschürze mit Kragen

MAVIG Produkte gewährleisten einen einwandfreien Strahlenschutz und eine optimale Funktionalität. Die Dentalschürze RD644 wird für Zahnaufnahmen am sitzenden Patienten verwendet und bietet bei hoher Flexibilität einen angenehmen Tragekomfort. Die RD644 schützt vom kompletten Schulterbereich bis zu den Gonaden.

Der praktische Klettverschluss am Schilddrüsen-Schutzkragen gewährleistet ein passgenaues, sicheres und schnelles Anlegen. Schlaufen auf der Rückseite ermöglichen die Befestigung der RD644 am Zahnarztstuhl.

Das Modell RD644 ist als wendbare Röntgenschürze für Patienten konzipiert. Das Design ermöglicht Ihnen die Wahl zwischen einem ein- oder zweifarbigem Modell.

- **Schutz-Material** Standard-Blei
- **Bleigleichwert** Pb 0,50 mm
- **Außenmaterial / Farben** ComforTex® HPMF, erhältlich in den Farben\*: Curacao, Limette, Orchidee, Ocean, Regatta, Lagoon, Indian Summer, Teddy-Design
- **Größen / Maße** Erwachsene: Front: 90,0 x 60,0 cm (L x B, ohne Kragen)  
Kinder: Front: 70,0 x 45,0 cm (L x B, ohne Kragen)
- **Verschluss** Praktischer Klettverschluss im Nackenbereich
- **Schlaufen** Rückseitig, zur Befestigung der RD644 am Zahnarztstuhl

\* auch als zweifarbiges Design erhältlich in: "Curacao mit Orchidee" oder "Limette mit Ocean".

**MAVIG GmbH**  
Strahlenschutz und  
medizinische Trägersysteme

Stahlgruberring 5  
81829 München  
Deutschland

PO Box 82 03 62  
81803 München  
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0  
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200  
e-Mail info@mavig.com