



Modell: RP2705 Brustdrüsenchutz für Patientinnen während Mammographie-Aufnahmen

Made in Germany


CE 0302

RP270 – Brustdrüsenchutz für Frauen

Der Brustdrüsenchutz schützt Ihre Patientinnen effizient während Mammographie-Aufnahmen.

Der Schutz besteht aus zwei gleichen Teilen, jedes 18 x 40 cm (B x H), verbunden über einen längenveränderbaren Klettverschluss für ein bequemes Anlegen und einfaches Anpassen.

- **Schutzmaterial** Novalite-Strahlenschutzmaterial
- **Bleigleichwert** 0,50 mm Pb
- **Größe** Universal
- **Außenhülle /Farbe** ComforTex® HPMF, ComforTex® HPMF Plus (nur für Design Happy), lieferbar in den Farben:
Titan, Blue Admiral, Regatta, Curacao, Lagoon, Mandarin, Orchidee, Baccara, oder Designs: Happy
- **Einfassung** Rundum eingefasst mit Spezialband



MAVIG GmbH
Strahlenschutz und
medizinische Trägersysteme

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Postfach 82 03 62
81803 München
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200
e-Mail info@mavig.com