



Größenanpassung im Nackenbereich

Modell: RP27156231 Brustdrüsenenschutz für die Pädiatrie

Made in Germany

CE 0302

RP271 – Strahlenschutz für die Pädiatrie

Das Patientenschutzmittel für die Pädiatrie schützt zuverlässig die Brustdrüsen Ihrer kleinen Patientinnen bei Röntgenaufnahmen in der medizinischen Diagnostik. Der Kinder-Brustdrüsenenschutz ist bequem auf die jeweilig erforderliche Größe einstellbar.

- ✓ Reduktion der Strahlenbelastung im Bereich der Brustdrüsen um etwa 80 %
- ✓ Hygienisch einwandfreie, hautsympathische Außenhülle
- ✓ Mehrfach verwendbar, kein Einwegprodukt
- ✓ Komfortable, nicht drückende Neoprenstopper
- ✓ Praktikabel einstellbar

- **Schutzmaterial** Novalite-Strahlenschutzmaterial
- **Bleigleichwert** 0,50 mm Pb
- **Außenhülle /Farbe** ComforTex® HPMF Plus im Happy Design
- **Größe** Universal, leicht einstellbar



Breite je ca. 10 cm

MAVIG GmbH
Strahlenschutz und
medizintechnische Trägersysteme

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Postfach 82 03 62
81803 München
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200
e-Mail info@mavig.com