

RP271

Strahlenschutz für die Pädiatrie



Größenanpassung im Nackenbereich

Artikelnummer: **RP271** Brustdrüsenchutz für die Pädiatrie

CE

Made in Germany


RP271 – Strahlenschutz für die Pädiatrie

Die Strahlenschutz-Abdeckung für die Pädiatrie dient dem sicheren Schutz der Brustdrüsenanlagen und findet insbesondere bei Röntgenaufnahmen in der medizinischen Diagnostik Anwendung.

Korrekt angelegt ist das Patientenschutzmittel in der Lage die Strahlenbelastung für die kleinen Patientinnen um bis zu 80% zu reduzieren.

Der mehrfach verwendbare Schutz ist mittels weicher Neoprenstopper frontseitig und praktischer Kordelklemme im Nackenbereich leicht auf die jeweilig erforderliche Größe einstellbar.

- **Schutzmaterial** NovaLite-Strahlenschutzmaterial
- **Bleigleichwert** Pb 0,50 mm
- **Außenhülle /Farbe** ComforTex® HPMF im Teddy Design
- **Größe** Universal, leicht einstellbar



MAVIG GmbH
Strahlenschutz und
medizinische Trägersysteme

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

PO Box 82 03 62
81803 München
Deutschland

Telefon: 089 / 420 96 – 0
Fax: 089 / 420 96 – 200
e-Mail: info@mavig.com

www.mavig.com