

DE
RP274

MAVIG



Artikel-Nr.: RP2741G6212 Gonadenschutz-Höschenset, 3 Größen für Kinder

Made in Germany

CE 0302

RP274 – Gonadenschutz-Höschenset

Das Gonadenschutz-Höschchen sorgt komfortabel für den vollständigen Schutz der Gonaden Ihrer kleinsten Patienten. Der praktikable Klettverschluss erlaubt ein leichtes und schnelles An- und Ablegen sowie eine bequeme Größenanpassung.

Der komplette Größensatz beinhaltet je ein Höschchen für Säuglinge, Kleinkinder und Kinder vom 1. bis ca. 6. Lebensjahr.

- **Schutzmaterial** Standard-Blei
- **Bleigleichwert** 1,00 mm Pb
- **Außenhülle /Farbe** ComforTex® HPMF Plus im Happy Design
- **Größen** Der 3-teilige Komplettsatz RP2741G6212 ist passend für Säuglinge, Kleinkinder und Kinder vom 1. bis ca. 6. Lebensjahr.

Die jeweiligen Größen eines jeden Sets sind variabel mittels Klettverschluss einstellbar.

MAVIG GmbH
Strahlenschutz und
medizinische Trägersysteme

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Postfach 82 03 62
81803 München
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200
e-Mail info@mavig.com