



Modelle:	RP2761E	Testesschutz für Männer
	RP2761K	Testesschutz für Jugendliche/ Jungen
	RP2761G6232	Testesschutz-Set für Kinder vom 1. bis ca. 10. Lebensjahr

Made in Germany

CE 0302

RP276 – Testesschutz für Männer/Jungen/Kinder

Dieses Modell zum Schutz der männlichen Gonaden deckt Penis und Scrotum rundum mit einem Bleigleichwert von 1,00 mm Pb ab. Selbstverständlich hat MAVIG hier berücksichtigt, dass keinerlei Verletzungsgefahr für den Patienten bei Benutzung des Schutzes besteht.

Der Klettverschluss bietet bei korrektem Anpassen guten Halt. Zum Reinigen und Desinfizieren lässt sich diese Modellreihe über Druckknöpfe auseinanderfalten. Passende Einweg-Hygienebeutel* führen wir auch im Programm.

- **Schutzmaterial** Standard-Blei
- **Bleigleichwert** 1,00 mm Pb
- **Außenhülle /Farbe** Weich-PVC-Bezug in der Farbe Hellgrau (Jugendliche/Männer); textile Umhüllung aus speziellem, leicht zu reinigendem Material im Design Happy (Säuglinge/Kleinkinder/Kinder)
- **Größen**
 - RP2761E - für Männer (Abmaße ca. 155 x 120 x 90 mm)
 - RP2761K - für Jugendliche (Abmaße ca. 110 x 90 x 65 mm)
 - RP2761G6232 - Set mit 3 Größen für Säuglinge, Kleinkinder, Kinder

Hinweis: Verschiedene Hygienebeutel-Sets sind für die Größen E und K lieferbar und beinhalten jeweils 100 Stück, bzw. beim Satz RP-HYG-CEK je 100 Stück Größe E und 100 Stück Größe K.

MAVIG GmbH
Strahlenschutz und
medizintechnische Trägersysteme

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Postfach 82 03 62
81803 München
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200
e-Mail info@mavig.com