



<b>Modelle:</b>	<b>RP2781L</b>	Ovarienschutz in der Größe Large	<b>RP2781G</b>	Set Ovarienschutz, in allen 3 Größen
	<b>RP2781M</b>	Ovarienschutz in der Größe Medium		
	<b>RP2781S</b>	Ovarienschutz in der Größe Small		

Made in Germany

CE 0302

## RP278 – Ovarien-Strahlenschutz für die liegende Patientin

Das Konzept dieses Ovarienschutzes von MAVIG ist unübertroffen und erfüllt alle Anforderungen der radiologischen Praxis. Die Strahlenbelastung für die weiblichen Gonaden wird erheblich herabgesetzt, ohne dabei die diagnostische Technik zu beeinträchtigen.

Für eine optimale Feineinstellung ist jedes Modell nochmals in sich mittels Fächerprinzip variierbar. Der RP278 ist selbstverständlich leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Ein kompletter Satz\* ermöglicht Ihnen den bestmöglichen Schutz für alle Ihre liegenden Patientinnen.

- **Schutzmaterial** Standard-Blei
- **Bleigleichwert** 1,00 mm Pb
- **Außenmaterial/Farbe** Weicher PVC-Bezug in der Farbe hellgrau
- **Größen**
  - Large – Höhe 12 cm
  - Medium – Höhe 9 cm
  - Small – Höhe 7 cm

**MAVIG GmbH**  
 Strahlenschutz und  
 medizintechnische Trägersysteme

Stahlgruberring 5  
 81829 München  
 Deutschland

Postfach 82 03 62  
 81803 München  
 Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0  
 Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200  
 e-Mail info@mavig.com

\* Lieferbar auch im kompletten Satz (alle 3 Größen) mit Preisvorteil = RP2781G