



RP278



MAVIG

Platzierung: Spina iliaca ventralis



Artikel-Nummern:	RP2781	Ovarienschutz in der Größe Large
	RP2782	Ovarienschutz in der Größe Medium
	RP2783	Ovarienschutz in der Größe Small
	RP278SET	Set Ovarienschutz, in allen 3 Größen

CE

Made in Germany

RP278 - Ovarien-Strahlenschutz für die Patientin

Die Konzeption dieses MAVIG-Ovarienschutzes ist unübertroffen und erfüllt alle Anforderungen der radiologischen Praxis. Die Strahlenbelastung der Gonaden der liegenden Patientinnen, beispielsweise bei Beckenaufnahmen, wird erheblich herabgesetzt ohne dabei die diagnostische Technik zu beeinträchtigen.

Die beiden strahlendurchlässigen Kontrollmarken sorgen für eine korrekte und unkomplizierte Platzierung. Zusätzlich zu den drei vorhandenen Größen ist jedes Modell in sich mittels Fächerprinzip nochmals variierbar, womit eine optimale Feineinstellung gewährleistet wird.

Selbstverständlich ist der RP278 leicht zu reinigen und zu desinfizieren.

- **Außenmaterial** Weich-PVC-Bezug (hellgrau)
- **Schutzmaterial** Bleigummi-Mehrschichtmaterial
- **Bleigleichwert** Pb 1,00 mm
- **Größen***
 - Large - Höhe 12 cm
 - Medium - Höhe 9 cm
 - Small - Höhe 7 cm

* Ein Set, bestehend aus allen 3 Größen, ist ebenfalls erhältlich.

MAVIG GmbH
Strahlenschutz
& Systemtechnik

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

PO Box 82 03 62
81803 München
Deutschland

Telefon: 089 / 420 96 - 0
Fax: 089 / 420 96 - 200
e-Mail: info@mavig.com

www.mavig.com