



**Modelle:** **RP2801E** Testesschutz für Männer (M)  
**RP2801K** Testesschutz für Jungen (K)

**RP-HYG-CE** Hygienebeutel (100 St., Männer)  
**RP-HYG-CK** Hygienebeutel (100 St., Jungen)

Made in Germany

CE 0302

## RP280 – Testes-Strahlenschutz für Männer/Jungen

Penis und Scrotum sind umschließend mit einem Bleigleichwert von 1,00 mm Pb geschützt. Der gepolsterte, elastische Etuiverschluss sorgt mit sanftem Druck für einen sicheren und korrekten Sitz während der gesamten Untersuchungsdauer. Das abgerundete Design birgt keinerlei Verletzungsgefahr für den Patienten.

Das Anlegen ist einfach und die hautsympathische Beschichtung der MAVIG Hodenkapseln RP280 bietet innen wie außen nahtlos einwandfreie Hygiene. Reinigung und Desinfektion gestalten sich problemlos.

- **Schutzmaterial** Bleigummi-Einschichtmaterial
- **Bleigleichwert** 1,00 mm Pb
- **Außenmaterial/Farben** Hautsympathischer Bezug auf Naturkautschuk-Basis in der Farbe medicoweiß
- **Größen** RP2801E: Männer (Größe M, ca. 135 x 105 x 60 mm)  
RP2801K: Jungen (Größe K, a. 105 x 85 x 55 mm)
- **Hygienebeutel** Hygienebeutel-Sets sind für die Größen M und K lieferbar

**Hinweis:** Verschiedene Hygienebeutel-Sets sind für die Größen E und K lieferbar und beinhalten jeweils 100 Stück, bzw. beim Satz RP-HYG-CEK je 100 Stück Größe E und 100 Stück Größe K.

**MAVIG GmbH**  
Strahlenschutz und  
medizintechnische Trägersysteme

Stahlgruberring 5  
81829 München  
Deutschland

Postfach 82 03 62  
81803 München  
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0  
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200  
e-Mail info@mavig.com