



AW417 - Wandhalterung

Modelle:	RP6435S	Gonadenschutz (Kleinkinder)	RP6435L	Gonadenschutz (Erwachsene)
	RP6435M	Gonadenschutz (Kinder)	RP6435X	Gonadenschutz (Übergröße)

Made in Germany

CE 0302

RP643 – Gonadenschutz-Schürzchen für Patienten

Ein Artikel des täglichen Gebrauchs stellt besondere Anforderungen an Materialqualität und Verarbeitung, aber auch die Funktionalität für eine anwenderfreundliche Nutzung muss gegeben sein. Selbst beim hohen Patientendurchlauf in heutigen radiologischen Praxen eignet sich der RP643 bestens aufgrund des schnellen und praktikablen An- und Ablegens des Röntgenschutzes. Einfacher als mit dem flexiblen Spannbügel unserer Serie RP643 geht es nicht. Der Strahlenschutz für Ihre Patienten ist einwandfrei und die Passform stimmt.

Für die Fertigung unserer Gonadenschürzchen verwenden wir ausschließlich hochwertiges, flexibles Standard-Blei Material. Beste Strahlenschutzigenschaften sind selbstverständlich Grundvoraussetzung..

- **Schutzmaterial** Standard-Blei
- **Bleigleichwert** 0,50 mm Pb
- **Außenhülle/Farbe** ComforTex® HPMF, ComforTex® HPMF Plus (nur für Design Happy),
lieferbar in den Farben:
Titan, Blue Admiral, Regatta, Curacao, Lagoon, Mandarin, Orchidee, Baccara, oder Design: Happy
- **Größen** S - für Kleinkinder, Abdeckung im Format 20 x 25 cm (H x B)
M - für Kinder, Abdeckung im Format 30 x 30 cm (H x B)
L - für Erwachsene, Abdeckung im Format 37 x 40 cm (H x B)
XL - Übergröße, Abdeckung im Format 45 x 50 cm (H x B)

MAVIG GmbH
Strahlenschutz und
medizinische Trägersysteme

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Postfach 82 03 62
81803 München
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200
e-Mail info@mavig.com