

RP643

MAVIG



Artikelnummer: RP643

Gonadenschürzchen



AW417 - Wandhalterung

CE

Made in Germany

Gonadenschürzchen RP643

Der Patientendurchlauf der heutigen radiologischen Praxis ist hoch und daher ist ein rasches und praktikables An- und Ablegen des Strahlenschutzes erforderlich. Einfacher als mit dem Spannbügel unserer Serie RP643 geht es nicht.

Für die Fertigung unserer Gonadenschürzchen verwenden wir ausschließlich hochwertiges, flexibles Bleigummi-Mehrschichtmaterial. Beste Strahlenschutzigenschaften sind selbstverständlich Grundvoraussetzung.

Zur schonenden und sachgemäßen Aufbewahrung Ihrer Gonadenschürzchen empfehlen wir die Verwendung des speziell hierfür konzipierten Wandaufhängers Modell AW417.

- **Bleigleichwert** Pb 0,50 mm - Bleigummi-Mehrschichtmaterial
- **Größen**
 - S - für Kleinkinder, Abdeckung im Format 20 x 25 cm (HxB)
 - M - für Kinder, Abdeckung im Format 30 x 30 cm (HxB)
 - L - für Erwachsene, Abdeckung im Format 37 x 40 cm (HxB)
 - XL - für Erwachsene, Abdeckung im Format 45 x 50 cm (HxB)
- **Außenhülle / Farbe** ComforTex® HPMF, lieferbar in den Farben:
Curacao, Limette, Regatta, Indian Summer, Ocean, Lagoon, Orchidee und Teddy Design

MAVIG GmbH
Strahlenschutz
& Systemtechnik

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

PO Box 82 03 62
81803 München
Deutschland

Telefon: 089 / 420 96 - 0
Fax: 089 / 420 96 - 200
e-Mail: info@mavig.com

www.mavig.com