



### Schutz bei CT-Untersuchungen

Reduzierung der Strahlenbelastung für:

- Schilddrüse um etwa 65 %
- Sternum um etwa 80 %
- Brust und Schulterergelenke um etwa 90 %



Modell: RP648

Patientenschutz bei CT-Untersuchungen, z. Bsp. des Schädels  
Schutz für Schilddrüse, Sternum, Brust und Schulterergelenke

Made in Germany

CE 0302


## RP648 – Patientenschutz bei CT-Untersuchungen

### RP648, das smarte Mehrweg-Patienten-Schutzmittel bei CT-Untersuchungen

Patientenschutz für CT-Untersuchungen von MAVIG bieten bei idealem Röntgenschutz die Möglichkeit für ein schnelles Anlegen und ein sicheres Verbleiben in der gewünschten Position.

Optimal umgesetzt bei der Patienten-CT-Abdeckung RP648: Der Patientenschutz ist ohne weitere Hilfsmittel oder Verschluss-Systeme leicht anzuwenden und zu positionieren. Ein zusätzlicher Schilddrüsenschutz kann bei Bedarf in Position geklappt werden.

- **Schutzmaterial** Standard-Blei
- **Bleigleichwert** 0,35 mm Pb
- **Außenhülle /Farbe** ComforTex® HPMF, ComforTex® HPMF Plus (nur Design Happy), lieferbar in den Farben:  
*Titan, Blue Admiral, Regatta, Curacao, Lagoon, Mandarin, Orchidee, Baccara, oder Design: Happy*



### MAVIG GmbH

Strahlenschutz und medizintechnische Trägersysteme

Stahlgruberring 5  
81829 München  
Deutschland

Postfach 82 03 62  
81803 München  
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0  
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200  
e-Mail info@mavig.com