




RP664

MAVIG



Artikel-Nr.: **RP664SCC*** Strahlenschutz-Schürze für Kinder (SMALL)
RP664MCC* Strahlenschutz-Schürze für Kinder (MEDIUM)
RP664LCC* Strahlenschutz-Schürze für Kinder (LARGE)

Made in Germany



RP664 – Strahlenschutz-Schürze für Kinder

Diese Kinderschürze ist besonders für einen universellen Einsatz abgestimmt und damit der optimale Frontschutz für Ihre kleinen Patienten. Die großzügig geschnittenen, überlappenden Rückenflügel bieten zusätzlichen Schutz für die Körperrückseite und sorgen für eine ausgewogene Passform.

Gerade bei Kinder-Röntgenschutz ist ein einfaches An- und Ablegen sehr wichtig. Das Modell RP664 lässt sich problemlos vorne mit einem variablen Schnappverschluss schließen und gibt auch genügend Spielraum für die exakte Anpassung.

- **Schutzmaterial** NovaLite-Strahlenschutzmaterial
- **Bleigleichwert** Frontschutz Pb 0,50 mm / Rückenteil Pb 0,25 mm
- **Außenhülle /Farbe** ComforTex® HPMF, lieferbar in CC*
- **Größe**

SMALL	Länge: 59 cm, Breite: 35 cm für Kinder im Alter von etwa 3 - 5 Jahren
MEDIUM	Länge: 67 cm, Breite: 43 cm für Kinder im Alter von etwa 6 - 8 Jahren
LARGE	Länge: 84 cm, Breite: 45 cm für Kinder im Alter von etwa 9 - 12 Jahren

MAVIG GmbH
Strahlenschutz und
medizinische Trägersysteme

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

PO Box 82 03 62
81803 München
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200
e-Mail info@mavig.com

(*CC - ColourCode: 1 = Curacao, 2 = Orchidee, 3 = Regatta, 4 = Indian Summer, 5 = Limette, 6 = Teddy, 7 = Ocean, 8 = Lagoon)