

NEU IM DESIGN "HAPPY"



Modelle:	RP66452S	Strahlenschutz-Schürze für Kinder (SMALL)
	RP66452M	Strahlenschutz-Schürze für Kinder (MEDIUM)
	RP66452L	Strahlenschutz-Schürze für Kinder (LARGE)

Made in Germany

CE 0302

RP664 – Kinder-Frontschuttschürze

Diese Kinderschürze ist besonders für einen universellen Einsatz abgestimmt und damit der optimale Frontschutz für Ihre kleinen Patienten. Die großzügig geschnittenen, überlappenden Rückenflügel sorgen für eine ausgewogene Passform.

Gerade bei Kinder-Röntgenschutz ist ein einfaches An- und Ablegen sehr wichtig. Das Modell RP664 lässt sich problemlos vorne mit einem variablen Schnappschnallenverschluss schließen und gibt genügend Spielraum für die exakte Anpassung. Kinder-Röntgenschutz wird von MAVIG mit dem innovativen NovaLite Strahlenschutzmaterial gefertigt, um das bestmögliche Gewichtsverhältnis zu erzielen und so den Kindern lediglich die nötigste körperliche Belastung zuzumuten.

- **Schutzmaterial** NovaLite - Strahlenschutzmaterial
- **Bleigleichwert** Frontschutz 0,50 mm Pb / Rückenteil 0,25 mm Pb
- **Außenhülle /Farbe** ComforTex® HPMF, ComforTex® HPMF Plus (nur Design Happy), lieferbar in den Farben:
Titan, Blue Admiral, Regatta, Curacao, Lagoon, Mandarin, Orchidee, Baccara, oder Design: Happy
- **Größe**

SMALL	Länge: 59 cm, Breite: 35 cm, für Kinder im Alter von etwa 3 - 5 Jahren
MEDIUM	Länge: 67 cm, Breite: 43 cm, für Kinder im Alter von etwa 6 - 8 Jahren
LARGE	Länge: 84 cm, Breite: 45 cm, für Kinder im Alter von etwa 9 - 12 Jahren

MAVIG GmbH
Strahlenschutz und
medizinische Trägersysteme

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Postfach 82 03 62
81803 München
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200
e-Mail info@mavig.com