



DE RP668

NEU IM DESIGN "HAPPY"

MAVIG



Modelle:	RP66852S	Strahlenschutz-Mantel für Kinder (SMALL)
	RP66852M	Strahlenschutz-Mantel für Kinder (MEDIUM)
	RP66852L	Strahlenschutz-Mantel für Kinder (LARGE)

Made in Germany

CE 0302

RP668 – Kinder-Rundumschutzmantel

Der Schnitt verbindet idealen Strahlenschutz mit variabler Passform und hohem Tragekomfort. Das flexible Material sowie der großzügig bemessene Spielraum bei der Weitenanpassung geben ein angenehmes Tragegefühl.

Gerade Kinder-Röntgenschutz muss einfach an- und abzulegen sein. Daher können Sie den Kindermantel RP668 rasch und sicher mittels vorne angebrachten Klettverschlüssen variabel anpassen. Kinder-Röntgenschutz wird von MAVIG mit dem innovativen NovaLite Strahlenschutzmaterial gefertigt, um das bestmögliche Gewichtsverhältnis zu erzielen und so den Kindern lediglich die nötigste körperliche Belastung zuzumuten.

- **Schutzmaterial** Novalite - Strahlenschutzmaterial
- **Bleigleichwert** Frontschutz 0,50 mm Pb / Rückenteil 0,25 mm Pb
- **Außenhülle /Farbe** ComforTex® HPMF, ComforTex® HPMF Plus (nur Happy Design), lieferbar in den Farben:
Titan, Blue Admiral, Regatta, Curacao, Lagoon, Mandarin, Orchidee, Baccara, oder Design: Happy
- **Größe**

SMALL	Länge: 60 cm, Hüftumfang: 68 - 75 cm, für Kinder im Alter von etwa 3 - 5 Jahren
MEDIUM	Länge: 80 cm, Hüftumfang: 76 - 83 cm für Kinder im Alter von etwa 6 - 8 Jahren
LARGE	Länge: 84 cm, Hüftumfang: 84 - 95 cm für Kinder im Alter von etwa 9 - 12 Jahren

MAVIG GmbH
Strahlenschutz und
medizinische Trägersysteme

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Postfach 82 03 62
81803 München
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200
e-Mail info@mavig.com