



Sets: **RP6791E12** Ovarienschutz mit Stretchgürtel RP679 für Erwachsene, (Set mit 3 Größen)
RP6791K12 Ovarienschutz mit Stretchgürtel RP679 für Kinder, (Set mit 3 Größen)

Made in Germany

CE 0302

RP679 – Ovarienschutz mit Stretchgürtel

Der Patientenschutz RP679 schützt bei Röntgenaufnahmen stehender Patientinnen die Ovarien.

Auch für Kinder ist er als Patientenschutzmittel im passenden Größenset für die Pädiatrie und bei Röntgenaufnahmen in der medizinischen Diagnostik bestens geeignet. Der Stretchgürtel* mit Schnappschnallenverschluss gewährleistet ein leichtes An- und Ablegen und eine bequeme Größenanpassung.

- **Strahlenschutzmaterial Standard-Blei mit einem Bleigleichwert von 1,00 mm Pb**
- **Bequeme Größenanpassung über den Stretchgürtel mit Schnappschnallen-Verschluss und Hygienefutteral**
- **Leicht und schnell anzulegen**
- **Sets bestehend aus einem Stretchgürtel* und je drei Protektoren**
für Erwachsene: Small (Blue Admiral, 16 x 11 cm), Medium (Mandarin, 18 x 13 cm), Large (Regatta, 20 x 19 cm)
für Kinder: Small (Orchidee, 7 x 6 cm), Medium (Lagoon, 9 x 8 cm), Large (Curacao, 10 x 10 cm)
- **Protektoren mittels Klettverschluss an den Gürtel adaptierbar**

* Für Patientinnen mit einem Umfang über 128 cm ist optional ein Gürtel in Sondergröße erhältlich.

MAVIG GmbH
Strahlenschutz und
medizintechnische Trägersysteme

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Postfach 82 03 62
81803 München
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200
e-Mail info@mavig.com