



Patientinnen-Ovarienschutz mit Gürtel

Sets: **RP679SET-E** Ovarienschutz mit Stretchgürtel RP679 für Erwachsene, (Set mit 3 Größen)
RP679SET-K Ovarienschutz mit Stretchgürtel RP679 für Kinder, (Set mit 3 Größen)

Made in Germany



RP679 – Ovarienschutz mit Stretchgürtel

Der Patientenschutz RP679 schützt bei Röntgenaufnahmen stehender Patientinnen die Ovarien (RP679SET-E). Der Stretchgürtel mit Schnappschnallen-Verschluss gewährleistet ein leichtes An- und Ablegen und eine bequeme Größenanpassung.

Im Set RP679SET-K ist der Ovarienschutz RP679 ebenfalls als Patientenschutzmittel für die Pädiatrie erhältlich.

- **Strahlenschutzmaterial Standard-Blei mit einem Bleigleichwert von Pb 1,00 mm**
- **Bequeme Größenanpassung über den Stretchgürtel mit Schnappschnallen-Verschluss und Hygienefutteral**
- **Leichtes und schnelles Anlegen**
- **Sets bestehend aus einem Stretchgürtel* und je drei Protektoren**
 für Erwachsene: Small (Ocean, 16 x 11 cm), Medium (Indian Summer, 18 x 13 cm), Large (Regatta, 20 x 19 cm)
 für Kinder: Small (Orchidee, 7 x 6 cm), Medium (Limette, 9 x 8 cm), Large (Curacao, 10 x 10 cm)
- **Protektoren mittels Klettverschluss an den Gürtel adaptierbar**

* Für Patientinnen mit einem Umfang über 128 cm ist optional ein Gürtel in Sondergröße erhältlich.

MAVIG GmbH
 Strahlenschutz und
 medizintechnische Trägersysteme

Stahlgruberring 5
 81829 München
 Deutschland

PO Box 82 03 62
 81803 München
 Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0
 Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200
 e-Mail info@mavig.com