



**TIP** Meinen Sie es bei der Wahl Ihrer Patientenabdeckung in Bezug auf die Größe nicht "zu gut". Bedenken Sie, dass die Abdeckung auch noch von Ihnen bewegt werden muss und die Größe in direkter Relation zum Gewicht steht.

Modell: **RP689** Patientenabdeckung (Standard-Blei)

Made in Germany

CE 0302

## RP689 – Patientenabdeckung

Diese vielfältig einsetzbare Patientenabdeckung ist ein Muss in der radiologischen Praxis. Sie stellt einen gezielt angewandten Schutz Ihrer Patienten dar, verbunden mit unkomplizierter Handhabung.

Das Format können Sie je nach Ihrem Einsatzzweck frei wählen. Auch eine zusätzliche Ausstattung mit Klettbandern oder eine individuelle Schnittführung nach Ihren Vorstellungen sind jederzeit gerne möglich.

Der Strahlenschutz, der für Ihre Patienten effektiv ist, betrifft die an das diagnostische Feld angrenzenden Körperbereiche; also kommen Sie in den meisten Fällen mit einem Bestand an mehreren, etwas kleineren Abdeckungen, welche Sie natürlich auch kombiniert einsetzen können, besser zurecht.

- **Schutzmaterial** Standard-Blei
- **Bleigleichwert** wahlweise in 0,50 mm Pb oder 1,00 mm Pb
- **Außenhülle /Farbe** ComforTex® HPMF, ComforTex® HPMF Plus (nur Design Happy), lieferbar in den Farben:  
*Titan, Blue Admiral, Regatta, Curacao, Lagoon, Mandarin, Orchidee, Baccara, oder Design: Happy*
- **Abmaße** Unsere Standard-Materialbreiten liegen bei 60 und 90 cm, die Länge bestimmen Sie. Selbstverständlich können Sie aber auch einen Zuschnitt, abweichend von den Standardbreiten 60 und 90 cm, definieren.
- **Einfassung** Rundum eingefasst mit Spezialband

**MAVIG GmbH**  
Strahlenschutz und  
medizintechnische Trägersysteme

Stahlgruberring 5  
81829 München  
Deutschland

Postfach 82 03 62  
81803 München  
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0  
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200  
e-Mail [info@mavig.com](mailto:info@mavig.com)