





RP689



TIPP

Meinen Sie es bei der Wahl Ihrer Patientenabdeckung in Bezug auf die Größe nicht "zu gut". Bedenken Sie, dass die Abdeckung auch noch von Ihnen bewegt werden muss und die Größe in direkter Relation zum Gewicht steht.

Der Strahlenschutz, der für Ihre Patienten effektiv ist, betrifft die an das diagnostische Feld angrenzenden Körperbereiche. Ein Bestand an mehreren etwas kleineren Abdeckungen, welche Sie natürlich auch kombiniert einsetzen können, wird Ihnen daher in den meisten Fällen von größerem Nutzen sein.



Artikel-Nr.: **RP689CC*** Patientenabdeckung RP689 (Bleigummi-Mehrschichtmaterial)

Made in Germany



RP689 – Patientenabdeckung

Diese vielfältig einsetzbare Patientenabdeckung ist ein Muss in der radiologischen Praxis.

Sie stellt einen gezielt angewandten Schutz Ihrer Patienten verbunden mit unkomplizierter Handhabung dar. Das Format können Sie je nach Ihrem Einsatzzweck frei wählen - Ihre Möglichkeiten sind hier praktisch unbegrenzt. Auch eine zusätzliche Ausstattung mit Klettbindern oder eine individuelle Schnittführung nach Ihren Vorstellungen sind jederzeit gerne möglich.

Für die Fertigung unserer MAVIG-Patientenabdeckung RP689 wird ausschließlich hochwertiges, flexibles Bleigummi-Mehrschichtmaterial mit besten Strahlenschutzigenschaften verwendet.

- **Schutzmaterial** Bleigummi-Mehrschichtmaterial
- **Bleigleichwert** Schutz in Pb 0,50 mm oder Pb 1,00 mm
- **Außenhülle /Farbe** ComforTex® HPMF, lieferbar in CC*
- **Größe** Unsere Standard-Materialbreiten liegen bei 60 und 90 cm, die Länge bestimmen Sie. Selbstverständlich können Sie aber auch einen Zuschnitt abweichend von den Standardbreiten definieren. Wir sind hier völlig flexibel für Ihre Vorgaben.
- **Einfassung** Rundum eingefasst mit Spezialband

MAVIG GmbH
Strahlenschutz und
medizinische Trägersysteme

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

PO Box 82 03 62
81803 München
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200
e-Mail info@mavig.com

(*CC - ColourCode: 1 = Curacao, 2 = Orchidee, 3 = Regatta, 4 = Indian Summer, 5 = Limette, 6 = Teddy, 7 = Ocean, 8 = Lagoon)