



# PORTEGRA<sup>2</sup>

## Wandhalterung

**TS1515** Wandhalterung für Portegra2  
mit einer maximalen Zuladung von 13,0 kg


CE, IEC 60601-1  
Made in Germany

### MAVIG Wandhalterung für Portegra2

Die MAVIG Systeme haben einen Standard für Geräteträgersysteme in Kliniken und Praxen gesetzt.

In Fällen, bei der die Installation eines Deckenstativs keine Option darstellt, bietet MAVIG eine weitere Lösung mit der Wandhalterung für Portegra2 an. Vergleichbar zu deckengeführten System ermöglicht die Wandhalterung es dem Anwender bodennahen Raum für andere medizinische Ausrüstung freizuhalten, und das ohne großen finanziellen Aufwand.

- **einzelne Aufnahme für die Wandmontage**
- **einfache Installation**
- **Kabelaussparung, für externe elektrische Verkabelung**  
(Aufnahme ist nicht elektrifizierbar)
- **Max. Zuladung am Federarmanschluss:**  
13,0 kg in Verbindung mit 750 mm Auslegerarm  
10,0 kg in Verbindung mit 950 mm Auslegerarm



**MAVIG GmbH**  
Strahlenschutz  
& Systemtechnik

Stahlgruberring 5  
81829 München  
Deutschland

Postfach 82 03 62  
81803 München  
Deutschland

Telefon: +49 (0) 89 420 96 - 0  
Fax: +49 (0) 89 420 96 - 200  
e-Mail: info@mavig.com

[www.mavig.com](http://www.mavig.com)