



DE

TS202*



TS200*



MAVIG

PORTEGRA²
360° Fixpunkt-Deckenstativ

PORTEGRA²
Twin Fixpunkt-Deckenstativ

Modelle: TS2020 - 23 360° Fixpunktstativ (Stativlängen siehe untenstehende Tabelle)
TS2001 - 05 Twin Fixpunktstativ (Stativlängen siehe untenstehende Tabelle)



Made in Germany

IEC 60601-1

MAVIG Fixpunkt-Deckenstative – 360° und Twin

Viele Jahre Entwicklungsarbeit stecken in den stabilen, stählernen Stativen von MAVIG. Die vielfach bewährte Konstruktion, eine robuste Ausführung und umfangreiche Tests garantieren ein Höchstmaß an Sicherheit beim täglichen Einsatz. Der patentierte MAVIG Deckenanker bietet zusätzliche Sicherheit. Bei unbeabsichtigter Lösung der Deckenbefestigung wird ein Herunterfallen des Systems verhindert.

MAVIG Portegra2 Stative sind serienmäßig mit einer elektrifizierten Aufnahme ⚡ für Leuchten ausgestattet. Sollte eine Lösung mit zwei elektrifizierten Aufnahmen benötigt werden, so ist diese in Sonderanfertigung bei den Twin-Stativen möglich.

- jede Aufnahme ermöglicht 235° Rotation (360° für die untere Aufnahme des 360° Stativs)
- eine elektrifizierte Verbindung über 3-poligen Schleifkontakt ⚡
- Nutzlast am Ende des Federarms: maximal 18,0 kg je Aufnahme (längenabh.)
- verschiedene Stativlängen zur Anpassung an die Raumhöhe

Artikel-Nr.	360° Länge*	Artikel-Nr.	Twin Länge*
TS2020	1000 mm	TS2001	1000 mm
TS2021	850 mm	TS2002	850 mm
TS2022	650 mm	TS2003	580 mm
TS2023	580 mm	TS2004	650 mm
		TS2005	460 mm

* Deckenstativlängen sind Kompletzmaße, gemessen an den äußersten Punkten.

MAVIG GmbH
Strahlenschutz und
medizinische Trägersysteme

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Postfach 82 03 62
81803 München
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200
e-Mail info@mavig.com