


PORTEGRA²

TriPin Deckenstative

Fixpunkt- Montage



TS2320 - 22 TriPin Stativ Fixpunktmontiert mit Stahlseilsicherung (verfügbare Längen siehe Tabelle)



Made in Germany

MAVIG Portegra2 - TriPin Stativ

Das innovative MAVIG TriPin Deckenstativ führt den Erfolg der schlanken und flexiblen Portegra2 Systeme fort und stellt eine kostengünstige Methode dar, drei Geräte platzsparend unterzubringen. Portegra2 Merkmale, wie die 360° Aufnahme, garantieren weiterhin den höchsten Grad an Mobilität und Positionierbarkeit.

MAVIG TriPin Stative sind standardmäßig mit zwei elektrifizierten Anbindungen für fixpunktmontierte Systeme.

- **drei Anbindungsmöglichkeiten**
- **die beiden oberen Aufnahmen bieten eine 240° Rotationsmöglichkeit, die untere eine 360°**
- **elektrische Verbindung: 3-polige Schleifkontakte**
- **maximale Nutzlast von 18,0 kg für jede Aufnahme**
- **verschiedene Stativlängen, passgenau zur Raumhöhe**
- **kompatibel mit bestehenden Portegra2 Montageplatten und Auslegernarmen**

| Artikel-Nr. (Fixpunkt) | Länge* |
|------------------------|---------|
| TS2320 | 1000 mm |
| TS2321 | 850 mm |
| TS2322 | 580 mm |

* Deckenstativlängen werden von der Oberkante des Deckenflansches bis zum unteren Ende des Statives gemessen.

MAVIG GmbH
Strahlenschutz
& Systemtechnik

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Postfach 82 03 62
81803 München
Deutschland

Telefon: +49 (0) 89 420 96 - 0
Fax: +49 (0) 89 420 96 - 200
e-Mail: info@mavig.com

www.mavig.com