

Unterkörperschutz - UT69

MAVIG



- UT6901** Unterkörperschutz mit zwei abnehmbaren Aufsätzen (25,0 und 17,0 cm)
UT6902 Unterkörperschutz mit einem abnehmbaren Aufsatz (25,0 cm)
UT6904 Unterkörperschutz mit einem abnehmbaren Aufsatz (17,0 cm)



Optional kann der Adapter mit einer Zusatzschiene bestückt werden. Diese kann beispielsweise für die bedingte Anbringung einer weiteren Zusatzlamelle oder eines kleineren Bedienelementes verwendet werden.

CE

Made in Germany

Unterkörperschutz-System – UT69

Unterkörperschutz-Systeme sind ein integraler Bestandteil jedes Strahlenschutzkonzepts für die interventionelle Radiologie. Sie vermindern die Sekundärstrahlung ganz wesentlich, halten Strahlung unterhalb des Tisches ab und schützen die Generationsorgane sowie die unteren Extremitäten des Untersuchers.

Ein Maximum an Flexibilität und Schutz bietet der UT69 dank Zwischengelenk und seitlicher Zusatzlamelle. Die Aufsätze lassen sich im Notfall und für die bequeme Patientenumlagerung schnell und problemlos entfernen.

- flexible, sich überlappende Röntgenschutzlamellen mit PVC Ummantelung (Farbe hellgrau)
- Bleigleichwert Pb 0,50 mm
- passend für Profilschienen von 7 x 25 mm bis 10 x 30 mm
- Höhe: 90,0 cm
- Breite: 64,5 cm (Hauptteil, 4 sich überlappende Lamellen)
17,0 cm (zusätzliche Lamelle, seitlich)
- Gesamtbreite der Untertischlamellen zusammen max. 80 cm (Überlappung, Einstellwinkel)
- zwei separate, austauschbare Aufsätze mit je 25,0 und 17,0 cm Höhe; jeweils 60,0 cm Breite
- inklusive praktikabler Wandhalterungen

MAVIG GmbH
Strahlenschutz
& Systemtechnik

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Postfach 82 03 62
81803 München
Deutschland

Telefon: +49 (0) 89 420 96 – 0
Fax: +49 (0) 89 420 96 – 200
e-Mail: info@mavig.com

www.mavig.com