



Baureihe: **WD504**

Mobile Strahlenschutz-Wand mit 0,50 mmPb oder 2,00 mmPb
Schutz Bleiglas-Fenster: 2,00 mmPb

Made in EU

WD504 – Mobile Strahlenschutz-Wand

Das Arbeiten in strahlenexponierten Umgebungen erfordert einen angemessenen Schutz. Dafür vereint die mobile Schutzwand WD504 Ober- und Unterkörperschutz in einem Produkt.

Die WD504, erhältlich in verschiedenen Breiten, mit der großflächigen Bleiglas-Scheibe ermöglicht ein Maximum an Schutz bei einer freien Sicht für das Personal. Angepasst auf Ihre Bedürfnisse bietet MAVIG die mobile Schutzwand WD504 in zwei unterschiedlichen Bleigleichwerten an.

- **Bleiglas mit exzellenter Lichtdurchlässigkeit**
- **Leichtbauweise Aluminium-Konstruktion**
- **Bleigleichwerte** 0,50 mmPb oder 2,00 mmPb (andere Pb-Werte auf Anfrage)
- **Bleigleichwert Fenster** 2,00 mmPb
- **Gesamtbreite** 700 bis 1700 mm (in 100 mm Schritten)
- **Gesamthöhe** 1950 mm
- **Gesamttiefe** 642 mm
- **Maße Bleiglas-Scheibe** Breiten: 576 bis 1576 mm (in 100 mm Schritten, abhängig von der Gesamtbreite der Schutzwand)
Höhe: 784 mm

MAVIG GmbH
Strahlenschutz und
medizintechnische Trägersysteme

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Postfach 82 03 62
81803 München
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200
e-Mail info@mavig.com