



Baureihe: **WD204**

Mobile Strahlenschutz-Wand mit 0,50 mmPb oder 2,00 mmPb
Schutz Bleiglas-Fenster: 2,00 mmPb

Made in EU

WD204 – Mobile Strahlenschutz-Wand

Das Arbeiten in strahlenexponierten Umgebungen erfordert einen angemessenen Schutz. Dafür vereint die mobile Schutzwand WD204 Ober- und Unterkörperschutz in einem Produkt.

Die modulare, mobile Schutzwand WD204, erhältlich in verschiedenen Breiten, besteht aus einem Oberteil mit transparentem Bleiglas und einem unteren Schutzteil. MAVIG bietet die mobile Schutzwand WD204 mit einem Bleigleichwert von 0,50 mmPb oder 2,00 mmPb an.

- **MAVIG Bleiglas mit exzellenter Lichtdurchlässigkeit**
- **Leichtbauweise Aluminium-Konstruktion**
- **Bleigleichwerte Wand** 0,50 mmPb oder 2,00 mmPb (andere Pb-Werte auf Anfrage)
- **Bleigleichwert Fenster** 2,00 mmPb
- **Gesamtbreiten** 700 bis 1700 mm (in 100 mm Schritten)
- **Gesamthöhe** 1950 mm
- **Gesamttiefe** 629 mm
- **Maße Bleiglas-Fenster**
 - B x H: 360 x 460 mm (bei Schutzwand-Breiten von 700 und 800 mm)
 - B x H: 460 x 460 mm (bei Schutzwand-Breiten von 900 bis 1100 mm)
 - B x H: 560 x 460 mm (bei Schutzwand-Breiten von 1200 und 1300 mm)
 - B x H: 660 x 460 mm (bei Schutzwand-Breiten von 1400 und 1500 mm)
 - B x H: 760 x 460 mm (bei Schutzwand-Breiten von 1600 und 1700 mm)

MAVIG GmbH
Strahlenschutz und
medizinische Trägersysteme

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Postfach 82 03 62
81803 München
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200
e-Mail info@mavig.com