

DE

YLED-1F @ Acrobat® Swing


MAVIG

Leuchtgehäuse


mit integriertem
Weitbereichsnetzteil,
Gehäuse-Schutzklasse IP44

Sterilisierbarer Handgriff

Komfortable Positionierung
& Fokuseinstellung



YLED



Intuitives
Bedienpanel



Gesamtansicht

Modelle:	LE5217100	YLED-1F, fokussierbare LED Leuchte mit sterilisierbarem Handgriff, internes Netzteil und Acrobat® Swing Bodenstativ (EU), inklusive passendem Acrobat® Swing Federarm wie LE5217100, aber US Version mit NEMA 5-15 US Stecker (hospital grade UL 817)
	LE5217100-US	

Made in Germany

CE, UL

YLED-1F – LED Leuchte mit Acrobat® Swing Bodenstativ

Die YLED-1F deckt ein weites Spektrum an Anwendungsbereichen ab, welche von Diagnose bis zu medizinischen Untersuchungen reichen. Ihre intuitive Bedienung erfolgt komfortabel über das seitlich positionierte Bedienpanel und den sterilisierbaren Handgriff.

- **Beleuchtungsstärke** (in 1 m Abstand) / **Farbtemperatur**: 70.000 lx / 4100 ± 200 K
- **Farbwiedergabeindex** R_a bei 4100 Kelvin (CRI): 95
- **Fokussierbare Leuchtfeldgröße** (in 1 m Abstand): 140 - 250 mm
- **Elektronische Helligkeitsregulierung**: 50 - 100 % (inkl. Endoskopielicht-Funktion)
- **Sterilisierbarer Handgriff**
- **Temperaturerhöhung im Kopfbereich**: 0,5 K
- **Geringe Leistungsaufnahme (gesamt)**: 24 VA, bei Netzspannung 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- **Hohe Lebensdauer der Leuchtmittel**: ≥ 60.000 h
- **Arbeitsbereich**: 70 - 140 cm / **Höhenverstellung** (am Acrobat Swing Federarm) ca. 123 cm
- **Gehäusefarbe / Eigengewicht YLED-1F**: RAL 9002 / 2,4 kg
- **Schadstofffreiheit gemäß EU-Richtlinie 2011/65/EU – RoHS konform**
- **Gehäuse - Schutz gegen Spritzwasser IP44 / Brandschutzklasse V0**
- **Medizinprodukt - Richtlinie 93/42/EWG / Verwendung nach DIN VDE 0100-710 / Zulassungen: CE, UL**
- **Kabelverbindung: Kabellänge 3 m**

US: US-Anschlussleitung Hospital Grade mit IEC Gerätesteckdose C13, V-Lock
EU: EU-Anschlussleitung mit IEC Gerätesteckdose C13, V-Lock



MAVIG GmbH
Strahlenschutz und
medizintechnische Trägersysteme

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Postfach 82 03 62
81803 München
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200
e-Mail info@mavig.com