

Die Schürzen-Checkliste

Was sollten Sie bei der Auswahl einer Schürze beachten?

- Ist ein CE-Label mit der vierstelliger Kennnummer der benannten Stelle vorhanden?
- Entspricht die Schürze den aktuellen Normen IEC 61331:2014 / DIN EN 61331:2016?
Wichtig: Jahreszahl beachten!
- Die Angabe des Röntgenröhrenspannungsbereichs (... kV) entspricht den Gegebenheiten an Ihrem Arbeitsplatz
- Die Länge der Schutzkleidung ist für Ihre Körpergröße ausreichend (bis mindestens zu den Knien)
- Sind Entlastungsmöglichkeiten vorhanden?
- Sind die Armausschnitte passend?
- Ist ausreichend Bewegungsfreiraum vorhanden?