

DE

RA637 Bolero

MAVIG



Modell: RA637 Schulterschutz "Bolero", passend zu allen MAVIG Rundumschutz- bzw. Frontschutz-Schürzen

Made in Germany

RA637: Schulterschutz – „Bolero“

Dank des neu entwickelten Boleros als Alternative zum Ärmel kann die Strahlenbelastung durch Streustrahlung für das Schulter-Eckgelenk deutlich reduziert werden. Die Bewegungsfreiheit bleibt bei dem Design, das unter dem Arm offen ist, im größtmöglichen Umfang erhalten. Gleichzeitig wird durch das Design die seitlich über die Armausschnitte einfallende Streustrahlung erheblich verringert.

Der Schulterschutz "Bolero" ist zu allen Modellen erhältlich und somit ideal für die Kombination mit MAVIG Rundumschutz- bzw. Frontschutz-Schürzen. Er wird direkt unter dem Röntgenschutz getragen und einfach mit einem Klettverschluss vorne geschlossen.

Der Standard-Bleigleichwert beträgt 0,25 mmPb. Damit ist eine gute Beweglichkeit in der täglichen Arbeitsroutine gewährleistet. Der Schulterschutz wird immer in der Farbe "Titan" gefertigt. Die richtige Größe sowie das Schutzmaterial sind der gewählten Röntgenschutzkleidung entsprechend.

- **schützt das Schultergelenk mit serienmäßig: 0,25 mmPb**
(auf Anfrage: 0,35 mmPb oder 0,50 mmPb)
- **direkt unter dem Röntgenschutz getragen**
- **Schutzmaterial wahlweise: NovaLite, Leadfree oder Standard-Blei**
- **Außenmaterial in der Farbe Titan, wahlweise: ComforTex® HPMF oder ComforTex® HPMF Hybrid**
- **Größen von XS bis 3XL** (passend zur PSA)

MAVIG GmbH
Strahlenschutz und
medizintechnische Trägersysteme

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Postfach 82 03 62
81803 München
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200
e-Mail info@mavig.com