

DE OP HD-Kamera System

MAVIG



Kameragehäuse
integriert in der OP-Leuchte

Kamera-Fernbedienung
inklusive

Ausstattung

- 30-fach optischer Zoom, 12-fach digitaler Zoom
- automatischer/manueller Fokus
- Bildrotation ohne Endanschläge
- Automatischer Weißabgleich
- HD-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel
- automatische/manuelle Helligkeitsregulierung
- Standbildfunktion
- Fernbedienbar



Kombination
mit LED6 MC Leuchte

Modell: KAM02 HD Funk-Kamera für Verwendung mit LED6 MC Leuchte (Art.-Nr. LE7069111KVS), inklusive Steuergerät und Fernbedienung

Made in Germany



HD Funk-Kamera System für OP Leuchten

Das Kamerasystem mit einem Live-Videobild in HD-Auflösung und hoher Lichtempfindlichkeit (minimal Beleuchtung 1,4 lx). Die brillante Farbwiedergabe, auch bei schwierigen Lichtverhältnissen, ist besonders geeignet für die Aufnahme von Operationen im OP zur Dokumentation und für Schulungen/Trainings.

Dank des Leuchtendesigns ist die Kamera immer positionsgenau auf das Zentrum des Leuchtfeldes ausgerichtet. Die Stromversorgung erfolgt direkt über die Leuchte. Die Kamera verfügt außerdem über eine elektronische Einrichtung zur Steuerung von Bildschärfe, Zoom und Objektivblende. Alle verfügbaren Funktionen können zusätzlich über das Steuergerät bedient werden.

- **Objektiv** 30-fach optischer Zoom, 12-fach digitaler Zoom
F = 4,3 bis 129 mm (F 1,6 - 4,7, Autofokus)
Mindestens 70 mm (nah) bis 140 mm (fern)
- **Objektabstand** 1920 x 1080 / ca. 2.000.000 Pixel, Seitenverhältnis 16:9
- **Auflösung / Bildpunkte** 1080p – 50 Hz, 60 Hz / 1/2,8-type CMOS
- **Videosignal / Bildsensor** 50 dB
- **S/N Verhältnis** 1x HDMI (inkl. 10 m HDMI-Kabel)
- **Videoausgang** 80 x 190 mm (Ø, Länge) / 900 g (HD Funk-Kamera (wireless))
- **Größe / Gewicht** in Übereinstimmung mit FCC Klasse A
- **Störstrahlungen** gemäß MDR Verordnung (EU) 2017/745
- **Schutz und Zulassung** CE
- **Medizinprodukt - (EU) 2017/745,**
Verwendung nach DIN VDE 0100-710 / Zulassungen

MAVIG GmbH
Strahlenschutz und
medizintechnische Trägersysteme

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Postfach 82 03 62
81803 München
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200
e-Mail info@mavig.com