

Mit Hilfe dieses Datenblattes und einem handelsüblichen Maßband können Sie problemlos Ihre Körpermaße festlegen. Anhand der Maße wird für Sie eine Konfektionsgröße ermittelt oder, falls nötig, eine Maßanfertigung vorgeschlagen. Bevor Sie das Maßband anlegen, beachten Sie bitte folgendes:

Die Tabellendaten verstehen sich als Körpermaße, gemessen **ohne Zugaben**, aber auch ohne sich einzuschnüren. Um korrekte Werte zu ermitteln, ist es **nicht** möglich sich selbst auszumessen. Deshalb müssen die Maße immer von einer anderen Person genommen werden. Die gemessene Person sollte dabei gerade mit angelegten Armen stehen.

Die Länge der Röntgenschutzkleidung sollte nach RöV und DIN EN 61331-3:2016 so ausgewählt werden, dass die Vorderseite des Körpers von Halsansatz bis mindestens zu den Kniescheiben bedeckt ist (MAVIG empfiehlt für den vollständigen Schutz eine Abdeckung bis unterhalb des Knies).

**Wir bitten Sie, die folgenden Punkte vollständig auszufüllen.**


● **Maße für:**  Herr /  Frau \_\_\_\_\_  
(Vor- und Nachname)

1 \_\_\_\_\_ cm **Gesamtkörpergröße**

2 \_\_\_\_\_ cm **Brustumfang**  
Über die stärkste Stelle der Brust (Brustpunkt) waagrecht um den Körper

3 \_\_\_\_\_ cm **Taillenumfang/Bundweite**  
Ohne zu Schnüren rings um die Taille messen (bei Damen an der schmalsten Stelle der Taille messen, bei Herren Maßband etwas unterhalb des Bauchnabels um den Körper führen)

4 \_\_\_\_\_ cm **Hüft-/Gesäßumfang**  
Maßband waagrecht um die stärkste Stelle von Hüfte/Gesäß führen



Punkte 5 - 8 nur bei Sonderanfertigung:


5a \_\_\_\_\_ cm **Schürzen-/Mantellänge**  
Von der Mitte der Schulter über die Brust abwärts bis zur gewünschten Höhe der Unterkante der Schürze/des Mantels messen

5b \_\_\_\_\_ cm **Kostümrock-Länge**  
Von der Taillenhöhe abwärts bis zur gewünschten Höhe der Unterkante des Rocks messen

6 \_\_\_\_\_ cm **Rückenbreite**  
Am Rücken, von Achselhöhle zu Achselhöhle, bei seitlich angelegten Armen messen

7 \_\_\_\_\_ cm **Vorderlänge der Kostümweste**  
Von der Mitte der Schulter über die Brust abwärts bis zur schmalsten Stelle der Taille (bei Damen) bzw. bis etwas unterhalb des Bauchnabels (bei Herren) messen

8 \_\_\_\_\_ cm **Oberarmumfang (Ärmel)**  
Horizontaler Umfang an der Mitte des Oberarms



I **Modell** RA \_\_\_\_\_  NovaLite  
 Leadfree  
 Standard-Blei

**Pb: Front** \_\_\_\_\_ mm **Rücken** \_\_\_\_\_ mm  
(Standard: 0,25 mmPb)

III **Ärmel**  rechts /  links /  beidseitig  
(optional)  angenäht /  angeknöpft

**in Pb:** \_\_\_\_\_ mm  
(Standard: 0,25 mmPb)

II **Außenmaterial**  ComforTex® HPMF Hybrid  
 ComforTex® HPMF  
 ComforTex® HPMF Plus  
(nur Design Nautilus)

**in der Farbe:** \_\_\_\_\_  
(Farbangabe oder Farbcode)

IV **Stickerei/Bordüre**  eingenäht  
(optional)  adaptierbar

**Text:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(Bitte leserlich, in Großbuchstaben)

● **Gemessen von:** \_\_\_\_\_ **am:** \_\_\_\_\_  
(Name) (Datum)

**aus/durch:**  Krankenhaus /  Fachhändler /  MAVIG Mitarbeiter